



## Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

### **Appelez-nous d'abord!**

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.**

**Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606**

**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

## AVIS

*Thérapie chaude et à froid représentent deux moyens simples et efficaces de traiter les douleurs musculaires. Pour connaître le traitement qui convient le mieux dans votre cas, consultez un professionnel de la santé.*

*Lisez soigneusement et suivez les directives, ainsi que les avertissements. Le produit surchauffé peut causer des brûlures ou déclencher un incendie.*

## MODE D'EMPLOI

**CHAUD** - Dans le micro-ondes  
*Utilisez un micro-ondes ménager. Assurez-vous que l'intérieur est propre, sans particules d'aliments*

1. Mettez le produit les au four à micro-ondes.  
Placez un verre d'eau (1oz) dans le micro-ondes. Faites-les chauffer par intervalles de 20 secondes jusqu'à ce qu'ils atteignent la température voulue.  
**NE LES FAITES PAS CHAUFFER PLUS DE 2 MINUTES** à chaque utilisation.
2. Retirez le produit du micro-ondes. S'il est trop chaud pour être manipulé, laissez-le refroidir avant de le remettre dans l'enveloppe.

**FROID** - Dans le congélateur

1. Protégez le produit en le plaçant dans un sac scellé en plastique ou un contenant hermétique. Ceci l'empêchera d'absorber les odeurs.
2. Placez-le dans le congélateur pendant au moins 30 minutes (le produit peut être laissé en permanence dans le congélateur).
3. Retirez-le du congélateur.
4. Soulagez votre douleur en paix, pour une durée maximale de 10 à 15 minutes à la fois, toutes les 4 heures.

## AVERTISSEMENTS

- Dans le micro-ondes, ne dépassez pas la durée maximale de chauffage. Un chauffage excessif peut déclencher un incendie ou infliger des brûlures.
- Pour éviter de faire surchauffer ganiture, laissez-le refroidir une heure entre chaque chauffage. Ne faites pas chauffer le même produit plus de 4 fois par jour.
- Ne rangez pas cet article près d'une source de chaleur ou dans un endroit toujours très humide.
- N'utilisez pas cet article avec des crèmes ou des onguents thérapeutiques.
- Quand l'article est chaud, ne vous endormez pas dessus, ne le laissez pas sans surveillance, ne le laissez jamais sur un meuble recouvert de tissu, de cuir, de laine ou d'un matériau facilement inflammable.
- L'utilisation de ce produit pour les enfants n'est pas recommandée.

## MISE EN GARDE

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée pour les personnes souffrant d'une certaine sensibilité thermique, de problèmes de pression sanguine, de paralysie, de dommages aux nerfs, de diabète ou d'asthme. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

## ENTRETIEN

Pour nettoyer ce produit pour le cou, utilisez un linge légèrement humide. Évitez d'utiliser trop d'eau ou des détergents puissants. Ne le lavez pas à la machine. Ne le frottez pas de façon excessive.

## RANGEMENT

Afin de bien conserver le produit quand vous ne l'utilisez pas, rangez-le à la température de la pièce ou dans le congélateur.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions dont vous voudriez nous faire part, n'hésitez pas à communiquer avec nous, sans frais, au **1-800-472-7606**.

## SERVICE APRÈS-VENTE:

Conair Consumer Products Inc.  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2  
1-800-472-7606  
[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)  
Courriel du centre d'appels à clientèle :  
[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)  
©2009 Conair Consumer Products Inc

09CN14006

IB-9287