

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES NE PAS DÉTRUIRE

DANGER– POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, INCENDIE ET CHOC ÉLECTRIQUE, UTILISEZ LE PRODUIT CONFORMÉMENT À CES DIRECTIVES.

1. LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE.
2. NE L'UTILISEZ PAS EN DORMANT NI SUR UN POUAPON.
3. LE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR OU PAR UNE

PERSONNE INVALIDE, PARALYSÉE, ENDORMIE OU INCONSCIENTE, UNE PERSONNE DIABÉTIQUE OU AVEC DES PROBLÈMES DE CIRCULATION. NE L'UTILISEZ PAS SUR LES ZONES CUTANÉES SENSIBLES.

4. DES BRÛLURES PEUVENT SURVENIR QUEL QUE SOIT LE RÉGLAGE. VÉRIFIEZ SOUVENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN POUR ÉVITER LES BRÛLURES ET LES BOURSOUFLURES.
5. PLACEZ LE COUSSIN SUR ET NON SOUS LA PARTIE DU CORPS À RÉCHAUFFER – DES BRÛLURES

PEUVENT SURVENIR QUEL QUE SOIT LE RÉGLAGE.

6. NE L'UTILISEZ PAS DANS UN MILIEU RICHE EN OXYGÈNE NI PRÈS D'APPAREILS STOCKANT OU ÉMETTANT DE L'OXYGÈNE.
7. **N'UTILISEZ PAS D'ÉPINGLES NI D'ARTICLES EN MÉTAL POUR RETENIR LE COUSSIN.**
8. **NE VOUS ASSOYEZ PAS SUR LE COUSSIN ET NE L'ÉCRASEZ PAS – ÉVITEZ DE LE PLIER SERRÉ.**
9. **CET APPAREIL ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ORIENTÉ SELON LA VERTICALE OU PLACÉ SUR LE SOL.**

10. NE TIREZ JAMAIS SUR LE CORDON ET N'UTILISEZ PAS LE CORDON EN GUISE DE POIGNÉE.

11. ENROULEZ LE FIL LÂCHE POUR LE RANGEMENT. L'ENROULER SERRÉ PEUT ENDOMMAGER LE FIL ET LES PIÈCES INTERNES.
12. JETEZ LE COUSSIN SI SON ENVELOPPE SE DÉTÉRIORE (BOURSOUFFLEMENTS, FISSURES).
13. NE BRANCHEZ LE TRANSFORMATEUR QUE DANS UNE PRISE 120 VCA. DÉBRANCHEZ-LE APRÈS L'USAGE.
14. NE MODIFIEZ PAS LE COUSSIN. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À

L'INTÉRIEUR. SI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, IL NE FONCTIONNE PAS BIEN, PRÉSENTEZ-LE AU SERVICE APRÈS-VENTE.

15. N'UTILISEZ PAS DE LINIMENT NI D'ONGUENTS CONTENANT DES INGRÉDIENTS EXOTHERMIQUES AVEC LE COUSSIN, CAR VOUS RISQUEZ DE VOUS BRÛLER LA PEAU.
16. N'UTILISEZ LE COUSSIN QU'AVEC LE TRANSFORMATEUR FOURNI.
17. CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

MISES EN GARDE

- Le coussin ne devrait pas être utilisé dans les cas suivants, sauf sur indication d'un médecin : tuberculose, tumeurs bénignes ou malignes, hémorragies, inflammations cutanées, phlébite et thrombose, plaies ouvertes ou fraîches, échymoses, gerçures ou varicoses ou douleurs inexplicables aux mollets ou dans les joints.
- Si vous avez des questions concernant l'usage thérapeutique du coussin, consultez votre médecin.
- Si vous êtes enceinte, diabétique ou souffrez d'une maladie, consultez votre médecin avant d'utiliser le coussin.
- Ne l'utilisez pas pour soulager des douleurs inexplicables, sans d'abord consulter votre médecin.
- Le massage devrait être plaisant et confortable. Si vous ressentez des douleurs ou un inconfort, cessez d'utiliser le coussin et consultez un médecin.
- Ne vous endormez pas en utilisant le coussin.
- Gardez-le hors de la portée des enfants. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient utiliser ni jouer avec le coussin.

ENTRETIEN

- Le coussin est conçu pour l'usage ménager et ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. N'utilisez qu'un linge humide pour le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques puissants comme le benzène.
- Si le cordon est endommagé ou si le coussin ne fonctionne pas bien, présentez-le au service après-vente. Toute réparation ne devrait être effectuée que par le service après-vente agréé de Conair.
- Ne laissez jamais le cordon être tiré ou tortillé de façon excessive. Vérifiez-en l'état régulièrement. Cessez d'utiliser le coussin dès que vous notez un dommage, qu'il cesse de fonctionner ou qu'il fonctionne par intermittence. N'enroulez jamais le cordon autour du coussin.

DURÉE RECOMMANDÉE DE MASSAGE

- En général, un massage devrait durer de 15 à 20 minutes sur les muscles du corps. Vous pouvez effectuer le massage une ou deux fois par jour.
- Comme le métabolisme de chaque personne diffère, il en est de même pour la réaction à un massage et vous saurez vite adapter la durée à vos besoins personnels. Si vous avez des doutes concernant le traitement, consultez votre médecin.

UTILISATION

Pour utiliser le coussin, réglez d'abord les commutateurs de massage et de chaleur puis branchez le transformateur dans une prise de courant. Branchez la fiche dans le contrôleur de main. Vous pouvez alors soit engager le massage au niveau fort ou faible, soit engager la chaleur, soit utiliser les deux fonctions simultanément.

Pour un bénéfice maximal, ne l'utilisez pas plus de 20 minutes à la fois.

MINUTERIE

Les moteurs de massage s'arrêtent automatiquement après 20 minutes. Pour les remettre en marche, réglez d'abord le commutateur de massage à la position d'arrêt puis de nouveau sur LO ou HI. Notez que le coussin chauffant fonctionne indépendamment de la minuterie.

LE COUSSIN CHAUFFANT AVEC MASSAGE

Coussin grand format
28 x 60 cm

Sangle autoadhésive
pour faciliter
l'utilisation

Fourni avec un
transformateur
réportorié CUL

Chaleur et deux
niveaux de
massage au choix

Coussin chauffant
avec massage
pour un confort et un
soulagement adaptés des
douleurs musculaires



GARANTIE LIMITÉE D' UN AN

Conair (à sa discrétion) réparera ou remplacera un appareil sans frais s'il faut défaut suite à un vice de matière ou de fabrication au cours des 12 mois suivants la date d'achat. Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez l'appareil défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et d'administration. S'il y n'y a pas de bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, FORTUIT OU INDIRECT QUE CE SOIT POUR LE MANQUE À CETTE GARANTIE OU TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Pour obtenir un service, veuillez présenter ou envoyer l'appareil défectueux, avec le bon de caisse, à l'adresse suivante.

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

HP08NC

Pour en savoir plus sur les produits Conair composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

©2018 Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2

IB-15905

18CN033692

BODY **BENEFITS**

by
par **CONAIR**



DES QUESTIONS?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions.

Veuillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :
1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au **www.conaircanada.ca**

COUSSIN DE MASSAGE CHAUFFANT

MODÈLE HP08NC MANUEL D'UTILISATION

Pour votre sécurité et un usage prolongé du produit,
lisez toujours le livret d'instructions avant l'utilisation.